

Anticorpo Policlonale Anti-Gbx2 Per Wb, Elisa - P52951

Numero articolo: CM0014871

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina omeoboxica GBX-2, validato per Western blot e ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per lo studio della funzione dei fattori di trascrizione nell'embriogenesi e nello sviluppo. - P52951

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GBX2 pAb Coniglio
Note/Alias	GBX2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2637
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-250 del GBX2 umano (NP_001476.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi anticlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P52951
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio