

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gcat Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75600

Numero articolo: CM0016271

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GCAT umano (2-ammino-3-chetobutirrato coenzima A ligasi) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Bersaglio mitocondriale coinvolto nella sintesi della glicina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GCAT Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	KBL; GCAT
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	23464
ID gene	23464
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 170-419 di GCAT umano (NP_055106.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O75600
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio