


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gcdh Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q92947

Numero articolo: CM0028258



introduzione

Un anticorpo policlonale di coniglio che riconosce specificamente GCDH, validato per WB, IHC-P ed ELISA, con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della glutaryl-CoA deidrogenasi nel catabolismo degli aminoacidi e nella ricerca sull'acidosi glutarica di tipo I.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	GCDH Rabbit pAb
Note/Alias	GCD; ACAD5; GCDH
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2639
GeneID	2639
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 149-438 di GCDH umano (NP_000150.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92947
Peso Molecolare Proteico	48kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio