

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Gclc Per Wb, Ihc-P, Elisa - P48506

Numero articolo: CM0011167

introduzione

Affidabile anticorpo monoclonale coniglio anti-GCLC per applicazioni WB, IHC-P, ELISA; rileva GCLC umana e di ratto, l'enzima limitante nella biosintesi del glutatione, rilevante per la ricerca sullo stress ossidativo e l'anemia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GCLC Coniglio mAb
Note/Alias	GCL; GCS; GLCL; GLCLC; GCLC
Specie	Umano
GenelD (Umano)	2729
GenelD	2729
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 538-637 di GCLC umana (P48506)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P48506
Peso Proteico	73kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio