

## Anticorpo Policlonale Anti-Gcn1L1 (Validato Ko) Per Wb E Elisa - Q92616

Numero articolo: CM0023554

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting su GCN1L1 umano (GCN1L1, PRIC295), validato per Western blot e ELISA. Ideale per la ricerca sulla collisione dei ribosomi e sulla risposta integrata allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | [Validato KO] GCN1L1 pAb coniglio                                                                                                  |
| Osservazioni/Alias  | GCN1L; GCN1L1; PRIC295; L1                                                                                                         |
| Specie              | Umano                                                                                                                              |
| GenelD (Umano)      | 10985                                                                                                                              |
| GenelD              | 10985                                                                                                                              |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2462-2671 del GCN1L1 umano (NP_006827.1). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                              |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reattività crociata | Umano                                                                                                                              |
| SWISS               | Q92616                                                                                                                             |
| Peso proteico       | 293kDa                                                                                                                             |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                 |