

Anticorpo Policlonale Anti-Ggct Per Wb, Elisa - 075223

Numero articolo: CM0031017



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting la gamma-glutamylciclotransferasi umana (GGCT), validato per WB ed ELISA. Ideale per studi sull'omeostasi del glutatione e sull'apoptosi. Reagisce con l'essere umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GGCT Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	GGC; GCTG; CRF21; C7orf24; GGCT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	79017
GeneID	79017
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-188 del GGCT umano (NP_076956.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	075223
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio