

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ggt5 Per Wb E Elisa - P36269

Numero articolo: CM0016593

introduzione

Validato per WB e ELISA, questo anticorpo policlonale di coniglio rileva GGT5 umana e murina, con un immunogeno corrispondente agli aminoacidi 388-587. Adatto per studi sul metabolismo del glutatione e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GGT5 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GGL; GGT 5; GGTLA1; GGT-REL; GGT5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2687
GeneID	2687
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 388-587 di GGT5 umana (NP_001093251.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P36269
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio