

Anticorpo Policlonale Anti-Ghrl Per Wb Ed Elisa - Q9Ubu3

Numero articolo: CM0018591



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro GHRL umano (grelina). Validato per WB ed ELISA. Ideale per studiare la regolazione dell'appetito, il rilascio dell'ormone della crescita e la funzione gastrica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GHRL Rabbit pAb
Note/Alias	MTLRP; GHRL
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51738
GeneID	51738
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-117 di GHRL umano (NP_057446.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9UBU3
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio