

Anticorpo Policlonale Anti-Gigyf2 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q6Y7W6

Numero articolo: CM0015494



introduzione

Anticorpo policlonale anti-GIGYF2 di coniglio validato per WB, ELISA. Reagisce con Umano, Topo, Ratto. Adatto per studi sulla repressione traduzionale, decadimento dell'mRNA e malattia di Parkinson.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GIGYF2 Rabbit pAb
Note/Alias	GYF2; PERQ2; PERQ3; PARK11; TNRC15; GIGYF2
Specie	Umano
GeneID (umano)	26058
GeneID	26058
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 350-500 di GIGYF2 umano (NP_001096617.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6Y7W6
Peso Proteico	150kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio