

Anticorpo Policlonale Anti-Gja4 Per Wb, Elisa - P35212

Numero articolo: CM0023301

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting GJA4 umano (Connexina-37), validato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso il ratto. Ideale per la ricerca sulle giunzioni gap e sulla comunicazione intercellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GJA4 Coniglio pAb
Note/Alias	CX37; GJA4
Specie	Umano
GeneID (umano)	2701
GeneID	2701
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 229-333 del GJA4 umano (NP_002051.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Ratto
SWISS	P35212
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio