

Anticorpo Policlonale Anti-Gldc Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P23378

Numero articolo: CM0029178



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la GLDC umana, validato per saggi WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reagisce in modo incrociato con campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo della glicina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GLDC Rabbit pAb
Note/Alias	GCE; GCSP; HYGN1; GLDC
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2731
GeneID	2731
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 36-290 della GLDC umana (NP_000161.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P23378
Peso proteico	113 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio