

Anticorpo Policlonale Anti-Gle1 Per Wb, Elisa - Q53Gs7

Numero articolo: CM0015325



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-GLE1 umano validato per Western blot e ELISA. Permette lo studio dei meccanismi di esportazione dell'mRNA e della biologia del complesso dei pori nucleari. Essenziale per la ricerca sulle nucleoporine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GLE1 pAb di coniglio
Note / Alias	LCCS; CAAHC; CAAHD; GLE1L; LCCS1; hGLE1; GLE1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2733
GeneID	2733
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di GLE1 umano (NP_001003722.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q53GS7
Peso proteico	80kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio