

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gli1 Per Wb E Elisa - P08151

Numero articolo: CM0031055



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Gli1 di alta qualità convalidato per Western blot (WB) e ELISA. Rileva Gli1 umano, di topo e di ratto, un importante fattore di trascrizione della via di segnalazione Hedgehog implicato nello sviluppo e nel cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GLI1 Rabbit pAb
Note/Alias	GLI; PPD1; PAPA8; GLI1
Specie	Uomo
ID gene	2735
Immunogeno	Proteina ricombinante di GLI1 umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P08151
Peso proteico	118kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio