


Anticorpo Policlonale Anti-Glucagon Receptor (Gcgr) Per Wb, If-P, Elisa - P47871

Numero articolo: CM0017362



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il recettore del glucagone umano (GCGR) per WB, IF-P, ELISA. Validato su umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sul diabete e sul metabolismo del glucosio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GCGR Rabbit pAb
Note/Alias	GGR; GL-R; MVAH; GCGR
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2642
GeneID	2642
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 50-150 del GCGR umano (NP_000151.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P47871
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio