


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Glut3/Slc2A3 Per Wb, Ip, Elisa - P11169

Numero articolo: CM0008474



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-GLUT3/SLC2A3 di alta qualità, validato per WB, IP, ELISA. Riconosce le proteine umane, murine e di ratto. Ha come bersaglio il trasportatore facilitato del glucosio GLUT3 (P11169), con un peso molecolare di 54 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio GLUT3/SLC2A3
Note/alias	GLUT3; GLUT3/SLC2A3
Specie	Umano
ID del gene (umano)	6515
ID del gene	6515
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di GLUT3/SLC2A3 umano (P11169).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P11169
Peso della proteina	54 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante