


Anticorpo Policlonale Anti-Glutammina Sintetasi (Glul) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15104

Numero articolo: CM0026682



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Glutammina Sintetasi (GLUL) umana, validato in WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con il topo e il ratto. Adatto per lo studio del metabolismo della glutammina, della detossificazione dell'ammoniaca e dell'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Glutammina Sintetasi (GLUL) pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	GS; GLNS; PIG43; PIG59; L)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2752
GeneID	2752
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-373 della Glutammina Sintetasi (GLUL) umana (NP_002056.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15104
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio