

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Glicerolo Chinasi (Gk) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P32189

Numero articolo: CM0027675

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la glicerolo chinasi (GK) umana. Riconosce essere umano, topo, ratto. Validato per WB, IHC-P, ELISA. Ideale per studi sul metabolismo del glicerolo, sintesi dei glicerolipidi e percorsi metabolici correlati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Glicerolo chinasi (GK) pAb di coniglio
Note/Altri nomi	GK1; GKD; Glycerol kinase (GK)
Specie	Umana
GeneID (umano)	2710
GeneID	2710
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 422-559 della Glicerolo chinasi (GK) (NP_001191948.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P32189
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio