

Anticorpo Policlonale Anti-Gnas Di Coniglio Per Wb, Elisa - O95467 / P63092 / P84996 / Q5Jwf2

Numero articolo: CM0028960

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro GNAS umano, convalidato per Western blot ed ELISA. Rileva multiple isoforme di GNAS inclusi Gs-alfa e NESP55, con reattività crociata verso il topo. Ideale per ricerche sulla trasduzione del segnale e neuroendocrina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GNAS Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AHO; GSA; GSP; POH; GPSA; NESP; SCG6; SgVI; GNAS1; PITA3; C20orf45; GNAS
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2778
ID Gene	2778
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di GNAS umano (P63092).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	O95467/P63092/P84996/Q5JWF2
Peso proteico	28kDa/44kDa/45kDa/77kDa/109kDa/111kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio