


Anticorpo Policlonale Anti-Gne Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y223

Numero articolo: CM0024995



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro GNE (UDP-N-acetilglucosamina 2-epimerasi bifunzionale/N-acetilmannosammina chinasi). Validato per WB, IHC-P, ELISA, reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla biosintesi degli acidi sialici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GNE Rabbit pAb
Note/Alias	NM; DMRV; IBM2; Uae1; GLCNE; GNE
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10020
GeneID	10020
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 di GNE umano (NP_001121699.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y223
Peso Proteico	79kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio