

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gng10 Per Wb, Elisa - P50151

Numero articolo: CM0027407

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-GNG10 di alta qualità convalidato per Western blot e ELISA. Riconosce GNG10 umano, murino e di ratto, una subunità della proteina G da 7 kDa coinvolta nella segnalazione transmembrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GNG10 Rabbit pAb
Note/Alias	GNG10
Specie	Umano
GenelD (umano)	2790
GenelD	2790
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-68 di GNG10 umano (NP_001017998.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P50151
Peso proteico	7kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio