


Anticorpo Policlonale Anti-Gnl3 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Bvp2

Numero articolo: CM0030755



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GNL3 umano (Nucleostemina), validato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Rileva una proteina nucleolare legante GTP di 62kDa implicata nel mantenimento delle cellule staminali e nel cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	GNL3 Rabbit pAb
Note/Alias	NS; E2IG3; NNP47; C77032; GNL3
Specie	Umano
ID Gene	26354
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di GNL3 umano (NP_996562.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9BVP2
Peso Proteico	62kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio