

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gnt-V/Mgat5 Per Wb Ed Elisa - Q09328

Numero articolo: CM0013663



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro GNT-V/MGAT5 (GlcNAc-T V), validato per WB ed ELISA. Rileva le specie umana e murina. Ideale per la ricerca sulla biosintesi degli N-glicani, la segnalazione cellulare, l'adesione e la migrazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GNT-V/MGAT5 pAb di coniglio
Note/Alias	GNT-V; GNT-VA; MGAT5A; glcNAc-T V; GNT-V/MGAT5
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	4249
ID del gene	4249
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 627-741 della GNT-V/MGAT5 umana (NP_002401.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q09328
Peso della proteina	85 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante