

Anticorpo Monoclonale Anti-Golph4 Per Wb, Elisa - 000461

Numero articolo: CM0003766

introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità rileva specificamente GOLPH4 (GPP130) in campioni umani. Convalidato per Western blot (WB) e ELISA, è ideale per lo studio del traffico dagli endosomi al Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GOLPH4 Rabbit mAb
Note/Alias	P138; GIMPC; GOLPH4; GPP130
Specie	Umana
GeneID (Umano)	27333
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della proteina GOLPH4 umana (000461).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	000461
Peso proteico	82kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio