

Anticorpo Policlonale Anti-Gpd2 Per Wb, Elisa - P43304

Numero articolo: CM0026949

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GPD2 umano (glicerolo-3-fosfato deidrogenasi mitocondriale). Verificato per WB & ELISA. Reagisce in modo crociato con topo/ratti. Adatto per studi su malattie metaboliche e mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GPD2 Rabbit pAb
Note/Alias	GDH2; GPDM; mGDH; mGPDH; GPD2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2820
GeneID	2820
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-325 di GPD2 umano (NP_000399.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P43304
Peso Proteico	81kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio