


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gpsm2 Per Wb, Elisa - P81274

Numero articolo: CM0013761



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio GPSM2 di alta qualità validato per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani e murini; bersaglia il modulatore di segnalazione delle proteine G 2 (LGN) coinvolto nell'organizzazione del fuso mitotico e nella divisione cellulare asimmetrica. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	GPSM2 Rabbit pAb
Note/Alias	LGN; CMCS; PINS; DFN82; GPSM2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29899
GeneID	29899
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 380-490 di GPSM2 umano (NP_037428.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P81274
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio