


Anticorpo Monoclonale Anti-Gpx1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P07203

Numero articolo: CM0006372



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la GPX1 umana, validato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per lo studio dell'omeostasi redox e della riduzione degli idroperossidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GPX1 Rabbit mAb
Note/Alias	GPXD; GSHPX1; GPX1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	2876
GeneID	2876
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 della GPX1 umana (NP_000572.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P07203
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio