


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gpx7 Per Wb, Elisa - Q96SI4

Numero articolo: CM0025979



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-GPX7 validato per WB ed ELISA. Rileva GPX7 umano, murino e di ratto, una tiolo perossidasi del RE coinvolta nell'omeostasi redox e nel ripiegamento ossidativo delle proteine. Ideale per la ricerca sullo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GPX7 Rabbit pAb
Note/Alias	GPX6; CL683; GPx-7; NPGPx; GSHPx-7; GPX7
Specie	Umana
GenelD (Umano)	2882
GenelD	2882
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-187 della GPX7 umana (NP_056511.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina, Ratto
SWISS	Q96SL4
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio