


Anticorpo Policlonale Anti-Grem1 Per Wb, Elisa - O60565

Numero articolo: CM0015247



introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità prodotto in coniglio contro GREM1 umano (Gremlin-1), validato per Western blot ed ELISA. Ideale per la ricerca sull'antagonismo del BMP, la carcinogenesi e l'organogenesi renale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GREM1 Rabbit pAb
Note/alias	DRM; HMP5; MP5H; PIG2; CRAC1; CRCS4; DAND2; HMP51; IHG-2; DUP15q; C15DUPq; GREMLIN; CKTSF1B1; GREM1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	26585
GeneID	26585
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 44-143 di GREM1 umano (NP_001178252.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O60565
Peso della proteina	21 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante