


Anticorpo Policlonale Anti-Gro Alpha Per Wb, If/Icc, Elisa - P09341

Numero articolo: CM0030458



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting GRO alpha umano (CXCL1), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Cross-reattività con ratto. Per la ricerca sull'infiammazione e sulla chemiotassi dei neutrofili.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GRO alpha Rabbit pAb
Note/Alias	FSP; GRO1; GROa; MGSA; NAP-3; SCYB1; MGSA-a; GRO alpha
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2919
GeneID	2919
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-107 del GRO alpha umano (NP_001502.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Ratto
SWISS	P09341
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio