

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gstm2 Per Wb, Elisa - P28161

Numero articolo: CM0013985



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro GSTM2 umano, una glutatione S-transferasi coinvolta nella detossificazione e nel metabolismo lipidico. Validato in WB ed ELISA con cross-reattività verso il topo. Ideale per la ricerca metabolica e tossicologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GSTM2 pAb di coniglio
Note/Alias	GST4; GSTM; GTHMUS; GSTM2-2; GSTM2
Specie	Umano
ID del gene (umano)	2946
ID del gene	2946
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-218 di GSTM2 umano (NP_000839.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Umano, topo
SWISS	P28161
Peso della proteina	26 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante