

Anticorpo Policlonale Anti-Gtf2l Per Wb, If/Icc, Elisa - P78347

Numero articolo: CM0013955



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-GTF2I di alta qualità per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Mira al fattore di trascrizione di 112 kDa essenziale per la regolazione dei geni delle immunoglobuline e per la ricerca sulla sindrome di Williams-Beuren.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GTF2I Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	WBS; DIWS; SPIN; IB291; BAP135; BTKAP1; TFII-I; WBSCR6; GTFII-I; GTF2I
Specie	Umano
GeneID (umano)	2969
GeneID	2969
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 600-810 di GTF2I umano (NP_001157108.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P78347
Peso Proteico	112kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio