


Anticorpo Monoclonale Anti-Gtpbp4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bze4

Numero articolo: CM0008328



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio GTPBP4 validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce GTPBP4 umano, una GTPasi nucleolare coinvolta nella biogenesi ribosomiale 60S e nella regolazione TP53. Adatto per la ricerca sul cancro e sui ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GTPBP4 mAb Coniglio
Note/Alias	NGB; CRFG; NOG1; GTPBP4
Specie	Umano
GeneID	23560
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2-92 di GTPBP4 umano (Q9BZE4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
Accessione SWISS	Q9BZE4
Peso Proteico	74kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio