


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gtpbp6 Per Wb, If/Icc, Elisa - O43824

Numero articolo: CM0021857



introduzione

Il pAb coniglio GTPBP6 è un anticorpo policlonale validato per WB, IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio dell'espressione della proteina legante il GTP putativa 6.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GTPBP6 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PGPL; GTPBP6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8225
GeneID	8225
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 140-350 del GTPBP6 umano (NP_036359.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43824
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio