

Anticorpo Policlonale Anti-Gw5 Per Wb, Elisa - A0A1D8Gzc0

Numero articolo: CM0022665

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-GW5 validato per Western blot ed ELISA. Rileva la proteina legante la calmodulina GW5 di Oryza sativa (~49 kDa). Ideale per la ricerca sul riso e applicazioni diagnostiche agricole.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GW5 Rabbit pAb
Note/Alias	GW5
Specie	Oryza sativa
GeneID	4338011
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-300 di GW5 di Oryza sativa (A0A1D8GZC0)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Oryza sativa
SWISS	A0A1D8GZC0
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio