


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gypb Per Wb, Elisa - P06028

Numero articolo: CM0028424



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Glicoforina-B umana (GYPB, CD235b), adatto per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano e topo. Ideale per studi sulla membrana dei eritrociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GYPB Rabbit pAb
Note/Alias	SS, GPB, GYP, MNS, GYPA, PAS-3, CD235b, GYPB
Specie	Umana
ID gene (Umano)	2994
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-91 della GYPB umana (NP_002091.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P06028
Peso proteico	10 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio