

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-H2-Ab1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06345

Numero articolo: CM0021053

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro H2-Ab1 murino (catena beta MHC di classe II). Validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con antigeni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca in immunologia e istocompatibilità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	H2-Ab1 Rabbit pAb
Note/alias	IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; H2-Ab1
Specie	Topo
GeneID (umano)	14961
GeneID	14961
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-219 di H2-Ab1 murino (NP_996988.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P06345
Peso della proteina	30 kDa
Spedizione	Ghiaccio in busta