

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-H6Pd Per Wb, Elisa - 095479

Numero articolo: CM0025961



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio H6PD per WB e ELISA, reattivo con umano, topo e ratto. Bersaglia la proteina bifunzionale GDH/6PGL nel RE, supportando la ricerca sulla via del fosfato di pentosio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	H6PD Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GDH; G6PDH; H6PDH; CORTD1; H6PD
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9563
GeneID	9563
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-200 dell'H6PD umano (NP_004276.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	095479
Peso proteico	89kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio