

Anticorpo Policlonale Anti-Hadha Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P40939

Numero articolo: CM0029301



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio riconosce specificamente HADHA (TP-alpha), validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA e presenta reattività crociata con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della beta-ossidazione mitocondriale e del metabolismo degli acidi grassi. ~83 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome Prodotto	[KO Validato] HADHA Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GBP; ECHA; HADH; LCEH; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA; HA
Specie	Umano
GeneID	3030
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 484-763 di HADHA umana (NP_000173.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P40939
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio