


Anticorpo Policlonale Anti-Hcov-Hku1 Spike S1 Per Wb, Elisa - Q5Mqd0

Numero articolo: CM0020423



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per la proteina HCoV-HKU1 Spike S1 (immunogeno: peptide compreso tra aa 100-200). Validato per WB e ELISA. Riconosce la glicoproteina spike di HCoV-HKU1. Ideale per studi sull'ingresso virale e l'interazione con l'ospite. SWISS Q5MQD0.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HCoV-HKU1 Spike S1 pAb di coniglio
Specie	Coronavirus umano HKU1
ID Gene	3200426
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 100-200 della Spike S1 del coronavirus (YP_173238.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	HCoV-HKU1
SWISS	Q5MQD0
Peso Proteico	152 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio