


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hcov-Oc43 Spike S2 Per Wb, Elisa - P36334

Numero articolo: CM0019775



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato alla subunità S2 della glicoproteina spike HCoV-OC43 (Swiss-Prot P36334). Adatto per applicazioni Western blot ed ELISA, convalidato per rilevare la cross-reattività con HCoV-OC43. Ideale per la ricerca sui coronavirus e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HCoV-OC43 Spike S2 pAb coniglio
GeneID	39105218
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 782-881 della proteina Spike S2 del coronavirus (YP_009555241.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	HCoV-OC43
SWISS	P36334
Peso proteico	150kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio