

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hd3A Per Elisa E Wb - Q93Wi9

Numero articolo: CM0020915



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro il florigene Hd3a del riso (OsJ_20191). Validato per WB e ELISA, rileva Oryza sativa Hd3a. Ideale per studi sul tempo di fioritura e sullo sviluppo vegetale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Hd3a Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Hd3a; OsJ_20191
Specie	Oryza sativa
Gene ID	4340185
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di Oryza sativa Hd3a. (Q93Wi9)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Oryza sativa
SWISS	Q93Wi9
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio