


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hdac2 Per Wb, Elisa - Q92769

Numero articolo: CM0003936



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro l'HDAC2 umano, adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca epigenetica e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-HDAC2
Note/Alias	HD2, RPD3, YAF1, KDAC2, HDAC2
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	3066
ID Gene	3066
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'HDAC2 umano (NP_001518.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92769
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio