

Anticorpo Policlonale Anti-Hdac4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P56524

Numero articolo: CM0013964



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HDAC4 umano (SWISS: P56524). Validato per WB, IHC-P, ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca epigenetica e oncologica. Peso della proteina 119 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HDAC4 Rabbit pAb
Note/Alias	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; HDAC4
Specie	Umano
ID del gene (umano)	9759
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 451-650 di HDAC4 umano (NP_006028.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P56524
Peso della proteina	119 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante