


## Anticorpo Monoclonale Anti-Hdac6 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Ubn7

Numero articolo: CM0008905



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce l'HDAC6 umano (Q9UBN7). Validato per WB, IHC-P, IP, ELISA. La deacetilasi HDAC6 regola la dinamica dei microtubuli, l'autofagia e la formazione di aggresomi, rilevante per la ricerca sul cancro e le neurodegenerazioni.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | HDAC6 Rabbit mAb                                                                                                                   |
| Note/Alias            | HD6; JM21; CPBHM; PPP1R90; HDAC6                                                                                                   |
| Specie                | Umano                                                                                                                              |
| GeneID (umano)        | 10013                                                                                                                              |
| GeneID                | 10013                                                                                                                              |
| Immunogeno            | Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'HDAC6 umano (Q9UBN7). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                           |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                              |
| Applicazione          | WB, IHC-P, IP, ELISA                                                                                                               |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                              |
| SWISS                 | Q9UBN7                                                                                                                             |
| Peso Proteico         | 131kDa                                                                                                                             |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                              |