

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hepacam Per Wb, Elisa - Q14Cz8

Numero articolo: CM0016641



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro HEPACAM umano (46 kDa), validato per WB ed ELISA. Reagisce con le specie umana, murina e ratto. Ideale per lo studio dell'adesione cellulare, della migrazione e della regolazione della crescita.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HEPACAM Rabbit pAb
Note/Alias	HEPN1; MLC2A; MLC2B; GlialCAM; HEPACAM
Specie	Umana
ID genico (umano)	220296
ID genico	220296
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-245 di HEPACAM umano (NP_689935.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q14CZ8
Peso della proteina	46 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante