


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Her2/ErbB2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P04626

Numero articolo: CM0021800



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HER2/ErbB2 (tirosin chinasi recettoriale), validato per WB, IHC-P, ELISA, reagisce con essere umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sul cancro e applicazioni diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HER2/ErbB2 Rabbit pAb
Note/Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2); HER2/ErbB2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2064
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1156-1255 di HER2/ErbB2 umano (NP_004439.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P04626
Peso proteico	138kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio