

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Herc3 Per Wb, Elisa - Q15034

Numero articolo: CM0030684

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio HERC3 per WB ed ELISA; reagisce con umano e topo.

Immunogeno: Proteina di fusione ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-200 di HERC3 umano (NP\_055421.1).

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | pAb di Coniglio HERC3                                                                                                        |
| Note/Alias            | HERC3                                                                                                                        |
| Specie                | Umano                                                                                                                        |
| ID Gene (Umano)       | 8916                                                                                                                         |
| ID Gene               | 8916                                                                                                                         |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di HERC3 umano (NP_055421.1). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                        |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo                                                                                                                  |
| SWISS                 | Q15034                                                                                                                       |
| Peso Proteico         | 117kDa                                                                                                                       |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                            |