


Anticorpo Policlonale Anti-Hes1 Per Wb Ed Elisa - Q14469

Numero articolo: CM0013022



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-HES1 di alta qualità validato per WB ed ELISA. Reagisce con HES1 umano, di topo e di ratto, un repressore trascrizionale coinvolto nella segnalazione Notch e nello sviluppo. Ideale per studi sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HES1 Rabbit pAb
Note/Alias	HHL; HRY; HES-1; bHLHb39; HES1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3280
ID Gene	3280
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 90-165 di HES1 umano (NP_005515.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14469
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio