


## Anticorpo Policlonale Anti-Hgfac Per Wb Ed Elisa - Q04756

Numero articolo: CM0018259



### introduzione

pAb HGFAC di coniglio per WB ed ELISA. Anticorpo policlonale di coniglio contro HGFAC umano (aa 408-655). Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per gli studi sull'attivazione di HGF.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | pAb HGFAC di coniglio                                                                                                         |
| Note/Alias          | HGFA; HGFAC                                                                                                                   |
| Specie              | Umano                                                                                                                         |
| ID genico (umano)   | 3083                                                                                                                          |
| ID genico           | 3083                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 408-655 di HGFAC umano (NP_001519.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                         |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reattività crociata | Umano, topo, ratto                                                                                                            |
| SWISS               | Q04756                                                                                                                        |
| Peso della proteina | 71 kDa                                                                                                                        |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                            |