


Anticorpo Policlonale Anti-Hibadh Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31937

Numero articolo: CM0024245



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti HIBADH umano, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Enzima mitocondriale coinvolto nel catabolismo degli amminoacidi a catena ramificata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HIBADH Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	NS5ATP1; HIBADH
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	11112
ID genico	11112
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 37-336 di HIBADH umano (NP_689953.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P31937
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio